



Beschreibung:

Schnelle Probenaufschlüsse basierend auf einer NaOH Schmelze im Zircon-Tiegel wie z.B. in den Publikationen von Sherrod Maxwell beschrieben finden zunehmend Anwendung beim Komplett-aufschluss von Matrices wie Boden, Sedimenten und Beton, da Diese eine schnelle und quantitative Matrixzersetzung und Solubilisierung der Analyte erlaubt.

250 mL Zr Tiegel (inklusive Zr Deckel) sind nunmehr unter der Referenz AC-01-CC250 erhältlich. Andere Größen und Dimensionen sind auf Anfrage erhältlich, bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

Matrices :

Feste Umwelt- und Rückbauproben (Boden, Sediment, Beton,...)

Applikationen:

Probenaufbereitung durch Komplett-aufschluss zur Bestimmung von Alpha- und Betaemittern in festen Probenmatrices